

-وضعیت ارزیابی وضعیت پاشنه

از این وسیله به منظور ارزیابی زاویه آشیل و والگوس پاشنه استفاده می شود. جهت استفاده از این وسیله ابتدا لندرمارک های پاشنه و تاندون آشیل را بر اساس متدهای استاندارد مشخص کرده سپس وسیله ی اندازه گیری بر روی یک سطح صاف (زمین) قرار داده می شود. آزمودنی در حالی که وزن خود را به صورت مساوی بین دو پا تقسیم کرده است، پاشنه پای مورد نظر را در داخل محل تعبیه شده برای این منظور، قرار می دهد. در این هنگام شاخص بلند در راستای یک سوم تحتانی تاندون آشیل و شاخص کوتاه در راستای نیمساز پاشنه قرار می گیرد. سپس زاویه به وجود آمده بین شاخص بلند و خط مرکزی پاشنه، به عنوان زاویه هدف ثبت می شود که این زاویه بیانگر میزان انحراف استخوان پاشنه به طرفین می باشد. در دو وضعیت تحمل وزن و عدم تحول وزن می توان از این وسیله استفاده کرد.

