

-کالیپر استخوان

از این وسیله به منظور اندازه گیری ناهنجاری های زانو ضربدری و پرانتزی و همچنین برای اندازه گیری پهناى استخوان ها استفاده می شود.

زانوی ضربدری: برای این منظور از آزمودنی خواسته می شود در وضعیت ایستادن طبیعی قرار گیرد. سپس آزمونگر با شناسایی قوزک های داخلی استخوان درشت نی و قرار دادن بازوهای کالیپر بر روی آن ها فاصله بین دو قوزک را اندازه گیری می کند.

زانو پرانتزی: برای این منظور از آزمودنی خواسته می شود در وضعیت ایستادن طبیعی قرار گیرد. سپس آزمونگر با شناسایی کندیل های داخلی استخوان ران و قرار دادن بازوهای کالیپر بر روی آن ها فاصله بین دو کندیل داخلی ران را اندازه گیری می کند.

