

-وسیله ارزیابی شانه نابرابر

از این وسیله به منظور اندازه گیری ناهنجاری شانه نابرابر استفاده می شود. به همین منظور از آزمودنی می خواهیم در وضعیت ایستادن طبیعی خود قرار گیرد. سپس آزمونگر در پشت آزمودنی ایستاده و بازوی های وسیله را بر روی زائده آخرومی آزمودنی قرار می دهد. اگر آزمودنی دارای وضعیت شانه نابرابر باشد، وسیله اندازه گیری میزان انحراف را به درجه نشان می دهد.

