

-کایفومتر

از این وسیله به منظور ارزیابی زاویه کایفوز و دامنه حرکتی ستون فقرات استفاده می شود. برای اندازه گیری زاویه کایفوز با استفاده از کایفومتر ابتدا آزمودنی در وضعیت طبیعی می ایستد. سپس آزمونگر نقطه میانی مهره های T2 و T3 و نقطه میانی مهره های T11 و T12 را شناسایی کرده و علامت گذاری می کند. در حالی که آزمودنی بدون پوشش لباس در بالا تنه و با تقسیم برابر وزن روی هر دو پا ایستاده است، با قرار دادن بلوک های کایفومتر بر روی نقاط مشخص شده، درجه کایفوز را اندازه گیری می کنیم.

